

Infrarot-Ohr-Thermometrie mit „Braun ThermoScan Pro 3000“



Braun ThermoScan mißt die Intensität der vom Trommelfell und dem umliegenden Gewebe abgestrahlten Infrarotstrahlung; Trommelfell und Hypothalamus haben eine gemeinsame Blutversorgung¹.

Das Ohr ist ein ausgezeichnete Indikator für die Körperkerntemperatur^{1,2}.


In nur einer Sekunde ermöglicht Braun ThermoScan die genaue Bestimmung der Temperatur eines Patienten.

Viele klinische Probleme, wie Darmperforation (rektale Messung)³ und Keimübertragung^{5, 11} werden ausgeschlossen.

Angenehm für alle Patienten, von Kindern bis hin zu Senioren; insbesondere gut geeignet für unkooperative Patienten und Kinder.

Über 30 Studien mit mehreren Tausend Patienten haben die Genauigkeit und Zuverlässigkeit klinisch bestätigt; das Gerät wird von Krankenschwestern und Patienten bevorzugt¹.

Mit dem Ohrzug während der Messung wird sichergestellt, daß die Wärmeabstrahlung des Trommelfells und des inneren Gehörgangs ermittelt wird, was zur Ermittlung eines genauen und zuverlässigen Meßwertes führt.



Braun ThermoScan Pro 3000 ermöglicht die genaue Anzeige der Körperkerntemperatur, einfach und bequem, in nur einer Sekunde.